

ZYWH1010 Portable Nebulizer

Nebulizador Portátil SU-01B Low-Noise Aspirator

Aspirador de Bajo Sonido ZYWH1006 Nebulizer

Nebulizador ZYWH1001 Nebulizer (FDA)

Nebulizador (FDA) ZY5AA (O2 5L) Low-Noise 5L Oxygen Concentrator

Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido ZY3AA (O2 3L) 3L Oxygen Concentrator

Concentrador de Oxígeno 3L



www.linemedica.com.co
linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co
PBX. 571 679 8443
Móvil 573 108747353






Kaiya 3L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 3L Kaiya ZY3AA (O2 3L)



Highly effective filter
 removes up to 99.99% of
 bacteria

Filtro de alta eficacia que
 filtra hasta el 99,99%
 de las bacterias



One of the most compact
 light-weight options on
 the market

La opción mas compacta
 y ligera en el mercado



With timer for stopping

Con temporizador para
 detener



ZY3AA (O2 3L)

An extremely light, compact oxygen concentrator which provides 24-hour service to the home-care patient. Filters out up to 99.99% of bacteria.

Suggested applications Home care

ZY3AA (O2 3L)

Concentrador de oxígeno extremadamente ligero y compacto que proporciona 24 horas de servicio al paciente en su hogar. Filtra hasta el 99,99% de las bacterias.

Aplicación sugerida Cuidado en el hogar

SPECIFICATIONS

Displacement	3 LPM @ 0 kg/cm ² Power (max. watts)
	120
Sound Levels (dBA)	45
Weight (kg)	9.2
Size (LxWxH)	310 x 220 x 364mm
Cord Length (m)	2
Electrical Requirements	115V±10%/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Service-free life	2 years or 8,000 hours

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	3 LPM @ 0 kg/cm ² Potencia (max. watts)
	120
Nivel de sonido (dBA)	45
Peso (kg)	9.2
Dimensiones (LxWxH)	310 x 220 x 364mm
Medida del cordón (m)	2
Requerimientos eléctricos	115V±10%/60Hz ó 220V/50Hz ó 230V/60Hz
Vida libre de servicio	2 años ó 8000 horas

www.linemedica.com.co
linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co
 PBX. 571 679 8443
 Móvil 573 108747353