

ZYWH1010 Portable Nebulizer

Nebulizador Portátil SU-01B Low-Noise Aspirator

Aspirador de Bajo Sonido SZYWH1006 Nebulizer

Nebulizador ZYWH1001 Nebulizer (FDA)

Nebulizador (FDA) ZY5AA (02 5L) Low-Noise 5L Oxygen Concentrator


Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido ZY3AA (02 3L) 3L Oxygen Concentrator

Concentrador de Oxígeno 3L



www.linemedica.com.co
linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co
PBX. 571 6798443
Móvil 573 108747353

Low-Noise Aspirator
Aspirador de Bajo Sonido SU-01B



01 Heavy-duty handle
Agarradera de diseño resistente



02 Very low-noise level (<60dBA)
Nivel de sonido muy bajo (<60dBA)



03 High-performance filter
Filtro de alto rendimiento



SU-01B

This high-performance, heavy-duty suction unit operates at very low noise levels, helping to reduce patient stress and deliver higher-quality rest periods.

Suggested applications

Hospital/clinical/nursing home

SU-01B

Este sistema de aspiración de alto y resistente rendimiento funciona a niveles de sonido muy bajo, ayudando a reducir el estrés del paciente y ofrecer una mayor calidad de periodos de descanso.

Aplicación sugerida

Hospitales/clinicas privadas

SPECIFICATIONS

Displacement	40 LPM @ 0kg/cm:Power (max. watts)
	60
Sound Levels (dBA)	55
Weight (kg)	5
Size (LxWxH)	368 x 130 x 267mm
Cord Length (m)	2
Electrical Requirements	115V±10%/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Service-free life	3 years

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	40 LPM @ 0kg/cm:Potencia (max. watts)
	60
Nivel de sonido (dBA)	55
Peso (kg)	5
Dimensiones (LxWxH)	368 x 130 x 267mm
Medida del cordón (m)	2
Requerimientos Eléctricos	115V±10%/60Hz ó 220V/50Hz ó 230V/60Hz
Vida libre de servicio	3 años