

Suction Liner

Bolsa para recolección de fluidos



Higiénico

Seguro

Rentable

www.linemedica.com.co linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co



PBX 571 6798443 Móvil 573 108747353



Características del producto:

- Este producto es usado para recolectar los fluidos con riesgo biológico generados en unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, ginecología, y procedimientos clínicos en general.
- Su diseño con doble barrera garantiza el no retorno de líquido hacia la unidad de succión previniendo eficazmente la contaminación cruzada protegiendo a los pacientes y al personal médico.
- Este producto ha sido realizado teniendo en cuenta la protección del medio ambiente utilizando polietileno el cual es un material seguro y no tóxico.
- Fácil uso: de forma individual en el soporte de su equipo de succión, o puede ser usado en el soporte móvil (2 a 4 unidades).
- Ofrece una solución en cuanto al manejo de residuos peligrosos a un precio competitivo.
- Disponible con filtro / sin filtro en los volúmenes: 1500ml y 2000 ml.
- Disponible con solidificante / sin solidificante en los volúmenes: 1500ml y 2000 ml.

www.linemedica.com.co linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co



PBX 571 6798443 Móvil 573 108747353



Suction Liner / Bolsa para recolección de fluidos

MODELO	DESCRIPCIÓN
6609220	1500 ml sin filtro
6609230	2000 ml sin filtro



Suction Liner / Bolsa para recolección de fluidos

MODELO	DESCRIPCIÓN
6609120	1500 ml con filtro
6609130	2000 ml con filtro



www.linemedica.com.co linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co

ACCESORIOS

Four tandem stand with canister/ Soporte para bolsa con canister (4 piezas)

MODELO	DESCRIPCIÓN
6610540	(4 piezas)



Two tandem stand with canister/ Soporte para bolsa con canister (2 piezas)


MODELO	DESCRIPCIÓN
6610520	(2 piezas)



www.linemedica.com.co linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co

Two tandem hang stand with canister / Soporte de colgar para bolsa con canister (2 piezas)

MODELO	DESCRIPCIÓN
6610521	Colgar (2 piezas)



Single hang stand with canister / Soporte sencillo de colgar para bolsa con canister (1 pieza)

MODELO	DESCRIPCIÓN
6610511	sencillo (1 pieza)



Single canister / Canister sencillo

MODELO	DESCRIPCIÓN
6610510	Canister sencillo



www.linemedica.com.co linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co