

ZYWH1010
Portable Nebulizer
Nebulizador Portátil

SU-01B
Low-Noise Aspirator
Aspirador de Bajo Sonido

SZYWH1006
Nebulizer
Nebulizador

ZYWH1001
Nebulizer (FDA)
Nebulizador (FDA)

ZY5AA (O2 5L)
Low-Noise 5L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido

ZY3AA (O2 3L)
3L Oxygen Concentrator
Concentrador de Oxígeno 3L



www.linemedica.com.co
linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co
PBX. 571 6798443
Móvil 573 108747353



Compressor Nebulizer Nebulizador de Compresor

ZYWH1001



FDA-approved

Aprobado por la FDA



01

Continuous flow

Flujo continuo



02

Nebulizes particles < 5µm

Partícula de nebulización
de < 5µm

ZYWH1001

A highly effective, FDA-approved compression nebulizer delivering smaller particles of respiratory medicine.

Suggested applications

Home care/hospital/clinical/nursing home

ZYWH1001

Un nebulizador altamente eficaz FDA aprobado que utiliza aire comprimido para suministrar pequeñas partículas de medicina respiratoria.

Aplicación sugerida

Hogar/hospitales/clínicas

SPECIFICATION

| | |
|-------------------------|--|
| Displacement | 9 LPM @ 0 kg/cm ² |
| Power (max. watts) | 80 |
| Sound Levels (dBA) | ≤62 |
| Neb Pressure | 75 kPa (0.750 bar) |
| Weight (kg) | 1.56 |
| Size (LxWxH) | 250 x 120 x 170mm |
| Cord Length (m) | 1.5 |
| Electrical Requirements | 115V±10%/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz |
| Service-free life | 3 years |

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Desplazamiento | 9 LPM @ 0 kg/cm ² |
| Potencia (max. watts) | 80 |
| Nivel de sonido (dBA) | ≤62 |
| Presión | 75 kPa (0.750 bar) |
| Peso (kg) | 1.56 |
| Dimensiones (LxWxH) | 250 x 120 x 170mm |
| Medida del cordón (m) | 1.5 |
| Requerimientos Eléctricos | 115V±10%/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz |
| Vida libre de servicio | 3 años |