

ZYWH1010 Portable Nebulizer

Nebulizador Portátil SU-01B Low-Noise Aspirator

Aspirador de Bajo Sonido SZYWH1006 Nebulizer

Nebulizador ZYWH1001 Nebulizer (FDA)

Nebulizador (FDA) ZY5AA (02 5L) Low-Noise 5L Oxygen Concentrator

Concentrador de Oxigeno 5L de Bajo Sonido ZY3AA (02 3L) 3L Oxygen Concentrator

Concentrador de Oxigeno 3L



www.linemedica.com.co
linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co
PBX. 571 6798443
Móvil 573 108747353




Compressor Nebulizer Nebulizador de Compresor

ZYWH1006



Compressor nebulization is more effective than ultrasonic

Mejor nebulización por compresor que por ultrasonido



01

Continuous flow

Flujo continuo



02

Nebulizer particles < 5µm.

Partícula de nebulización de < 5µm.

INVIMA
INVIMA 2012DM-0009360

ZYWH1006

A highly effective, stable nebulizer which uses compression to deliver smaller particles of respiratory medicine.

Suggested applications

Home care/hospital/clinical/nursing home

ZYWH1006

Un nebulizador altamente eficaz, que utiliza aire comprimido para suministrar pequeñas partículas de medicina respiratoria

Aplicación sugerida

Hogar/hospitales/clínicas

SPECIFICATION

Displacement	8 LPM @ 0 kg/cm ²
Power (max. watts)	75
Sound Levels (dBA)	≤53
Neb Pressure	75 kPa (0.750 bar)
Weight (kg)	1.6
Size (LxWxH)	145 x 200 x 105mm
Cord Length (m)	1.5
Electrical Requirements	115V±10%/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Service-free life	3 years

ESPECIFICACIONE

Desplazamiento	8 LPM @ 0 kg/cm ²
Potencia (max. watts)	75
Nivel de sonido (dBA)	≤53
Presión	75 kPa (0.750 bar)
Peso (kg)	1.6
Dimensiones (LxWxH)	145 x 200 x 105mm
Medida del cordón (m)	1.5
Requerimientos Eléctricos	115V±10%/60Hz ó 220V/50Hz ó 230V/60Hz
Vida libre de servicio	3 años