

ZYWH1010 Portable Nebulizer

Nebulizador Portátil SU-018 Low-Noise Aspirator


Aspirador de Bajo Sonido ZYWH1006 Nebulizer

Nebulizador ZYWH1001 Nebulizer (FDA)

Nebulizador (FDA) ZY5AA (O2 5L) Low-Noise 5L Oxygen Concentrator

Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido ZY3AA (O2 3L) 3L Oxygen Concentrator

Concentrador de Oxígeno 3L



www.linemedica.com.co
linemedica@linemedica.com.co
representaciones@linemedica.com.co
PBX. 571 6798443
Móvil 573 108747353



Low-Noise 5L Oxygen Concentrator Concentrador de Oxígeno 5L de Bajo Sonido ZY5AA (O2 5L)



Oxygen-sensing device
option for warning alarm
on flow O2 purity power-
down & low pressure

Con la opción de
OSD para alarma de
advertencia sobre el flujo
pureza O2 apague y baja
presión



FDA-approved

Aprobado por la FDA



Oxygen purity 3 @ 5L

Pureza del oxígeno
3 @ 5L

INVIMA
INVIMA 2012DM-0009347

ZY5AA (O2 5L)

This ultra-quiet 5L FDA approved oxygen concentrator offers more peaceful nights and 24-hour service for the home-care patient.

Suggested applications

Home care

ZY5AA (O2 5L)

Concentrador de oxígeno 5L aprobado por la FDA ultra-silencioso, permite a los pacientes en clínica disfrutar un descanso ininterrumpido. Dispositivo para detección de oxígeno ayuda a garantizar la seguridad del paciente.

Aplicación sugerida

Cuidado en el hogar

SPECIFICATIONS

Displacement	5 LPM @ 0 kg/cm ² Power (max. watts)
	120
Sound Levels (dBA)	0
Weight (kg)	15.2
Size (LxWxH)	370 x 330 x 580mm
Cord Length (m)	2
Electrical Requirements	115V±10%/60Hz or 220V/50Hz or 230V/60Hz
Service-free life	2 years or 8000 hours

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	5 LPM @ 0 kg/cm ² Potencia (max. watts)
	120
Nivel de sonido (dBA)	0
Peso (kg)	15.2
Dimensiones (LxWxH)	370 x 330 x 580mm
Medida del cordón (m)	2
Requerimientos Eléctricos	115V±10%/60Hz ó 220V/50Hz ó 230V/60Hz
Vida libre de servicio	2 años ó 8000 horas